

► HSW UNIVERSAL-OHRENSPRITZE 10ml

Selbstfüller-Ohr-und-Spülspritze Self-refilling ear and cleaning syringe



- verchromte Ganzmetallspritze
- verwendbar zur Einfach- oder Dauerspülung
- sicheres Halten durch vielfach erprobtes und bewährtes Griffteil
- vollständig zerlegbar und einfach zu reinigen
- autoklavierbar bei 134 °C oder 273 °F
- als Einzelspritze oder als Set mit allem Zubehör im hochwertigen Lederetui

- syringe made entirely of metal
- simple handling and precise dosage
- proven and well accepted design and handling
- can be completely dismantled and is easy to clean
- autoclavable at 134 °C or 273 °F
- can be ordered individually or as a set with all accessories in a premium leather case



► Lieferumfang/Included in delivery

HSW UNIVERSAL-Ohrenspritze, 10 ml,
SET, komplett/
HSW UNIVERSAL-EAR SYRINGE 10 ml
set complete

Artikel-Nr./Item no.

2710036800

HSW UNIVERSAL-Ohrenspritze, 10 ml,
allein/
HSW UNIVERSAL-EAR SYRINGE 10 ml
only

2710037000

► Ersatzteile, Zubehör/ Spare parts, accessories

Schutzteller/protecting disc
Ohr-Olive/Kraemer eartip
Ansatz konisch/Pomeroy eartip
Katheter-Ansatz/catheter tip
Ansatz oliv/fistula tip
Saugfuß/suction piece
PVC-Schlauch/rubber tube
Kolben-O-Ring/piston o-ring
Ventilsystem, komplett/valve system complete
Ventil-Druckfeder/valve spring
Metallkugel/metal ball
Dichtring/washer
O-Ring/o-ring valve system
Ventil-Druckfeder/valve spring
Schlauchanschluss/tubing attachment
Vorderteil Luer-Lock/nozzle Luer Lock

Artikel-Nr./Item no.

3530421300
3530411300
3530821300
3530901300
3530401300
3500790000
3091820000
3000000153
2403800000
3000000085
3000330001
3000000090
3000000607
3000000474
2400309164
3000337900

