

► HSW SCHIMMELBUSCH

50 ml/75 ml/125 ml

Schimmelbusch-Spritzen für die Humanmedizin
Schimmelbusch syringes for flushing and irrigation



- Ganzmetallspritze im 3-Ring-Design
- Metall-Hülse und -Kolben sind austauschbar
- graduierte Kolbenstange mit O-Ring, Graduierung in mm und oz
- vollständig zerlegbar und einfach zu reinigen
- autoklavierbar bei 134 °C oder 273 °F
- all-metal syringe with 3-ring handle
- metal cylinder and piston can be replaced
- graduated piston rod with o-ring, graduation in mm and oz
- can be completely dismantled and is easy to clean
- autoclavable at 134 °C or 273 °F



► *Lieferumfang*

- 1x Spritze
- 1x Kanüle konisch
- 1x Kanüle oliv

► *Included in delivery*

- 1x syringe
- 1x cannula cone end
- 1x cannula olive end

► *Ausführung/Version*

	<i>Vol./ml</i>	<i>Artikel-Nr./Item no.</i>
HSW SCHIMMELBUSCH	50 ml	2850550036
HSW SCHIMMELBUSCH	75 ml	2875550036
HSW SCHIMMELBUSCH	125 ml	2812550036

► *Zubehör/Accessories*

	<i>Artikel-Nr./Item no.</i>
Schutzteller (alle Größen)/ protecting disk (all sizes)	2806464010
Kolben-O-Ring (alle Größen)/ piston o-ring (all sizes)	2880000001
Ansatz konisch (alle Größen)/ cannula cone end (all sizes)	2801453510
Ansatz oliv (alle Größen)/ cannula olive end (all sizes)	2802463610

